

Wir verkaufen unser Vorführgerät Easyslide 40 - kompaktes Röntgengerät für Ihren mobilen Einsatz

Die Fakten

Kompakte Bauweise

"Totmann" Bremssystem

außermittiger Drehpunkt

besondere Geometrie

Bedienung über Touchscreen
und mikroprozessorgesteuert

Ihr Nutzen

gute Übersicht während des Transportes auch durch enge Türen

passives Sicherheitssystem, welches beim Bergabtransport eingreift, wenn das Gerät unbeabsichtigt losgelassen wird

gute Positionierbarkeit

speziell geeignet für die **Neugeborenen- und Erwachsenen Intensivstation**, da geringer Bewegungsspielraum notwendig

einfache und schnelle Auswahl aller Untersuchungsparameter



Generator:

- Hochfrequenz Monobloc Generator mit 40 kHz
- Leistung 40 kW
- 40 bis 125 kV in 1-kV-Schritten
- 50 bis 500 mA in 11 Stufen
- Aufnahmezeit 3 ms bis 6,3 s
- 0,5 bis 200 mAs in 24 Stufen

Röntgenstrahler:

- Drehanodenröhre 3000 Upm
- Brennflecke 0,75 und 1,25 mm
- Anodenmaterial RTM
- Wärmekapazität 300 kHU

Tiefenblende:

- manuelleinstellbar von 0 x 0 cm bis 43 x 43 cm bei 100 cm FFA
- Lichtvisier mit Halogenlampe 160 lux in 100 cm und Zeitschalter
- drehbar um +/- 90°

DAP:

- Kerma-X IDP zum Ablesen des Dosisflächenproduktes an der Tiefenblende



Sie möchten ein unverbindliches Angebot? Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per Email.

Mit freundlichen Grüßen
Firma Winray
Gerhard Winter